

# Elektrother combi

## OE-307



### A készülék főbb jellemzői:

- CE tanúsított készülék
- Alacsonyfrekvenciás jelalakok széles választéka
- Programozható jelalak paraméterek
- Diagnosztikai funkció
- Nagyméretű folyadékkristályos kijelzőfelület kék háttérvilágítással
- Alapfunkciókban egyszerű kezelhetőség
- Egyszerű és szekvenciális programtárolási lehetőség
- Automatikus működés
- Áttekinthető kezelőfelület
- Egyszerű tisztíthatóság
- Csatlakoztatható OE-127 Vacuther vákuumterápiás készülékhez

### Alacsonyfrekvenciás jelalakok:

- Galvánáram (Iontoforézis, Kowarscik kezelés stb.)
- Diadynamikus áramok: MF, DF, LP, CP
- URS: Träbert (143 Hz, 2:5)  
Módosított Träbert (183 Hz, 1:10)
- Szelektív ingeráramok: négyszög, háromszög, trapéz, exponenciális
- Modulált jelformák: négyszög, háromszög, trapéz, exponenciális
- TENS: Ko-Tens, Alp-Tens, Burst-Tens (minimum 5-féle)
- Diagnosztika: I/T görbe felvétel

A készülék kórházakban, fizioterápiás rendelőkben, orvosi magánrendelőkben és minden olyan helyen kiválóan alkalmazható, ahol a fizioterápiás kezelésfajták széles választéka előfordul. A készülékkel megvalósítható **galvánáramú kezelés**, és a **diadynamikus kezelések** közül a gyakorlatban használt valamennyi változat. Alkalmazható **Träbert** hullámformájú kezelések esetén. Széleskörű **szelektív ingeráramú hullámalakok** találhatók a készülékben, - négyszöghullám, háromszöghullám, trapéz hullám, exponenciális hullám valamint ezen jelformák **modulált változatai** - ezek paraméterei széles tartományban programozhatóak. A készülék ellátja a MIOTEST SCOPE nevű készülék közkedvelt funkcióját, vagyis a trapéz jelalak fel/lefutási idejének szinte folyamatos változtatását. A készülékben **TENS** hullámalak választék található. **Diagnosztikai funkciója** alkalmas **I-T görbe** felvételére. A készülék kezelése a sokféle összetett funkció ellenére egyszerű, mivel a kijelzőn csak az éppen használt funkcióhoz tartozó elemek jelennek meg. Az alkalmazott grafikus kijelzések szemléletessé és áttekinthetővé teszik a készülék használatát. A rugalmasan kezelt billentyűfunkciókból adódóan mindössze négy billentyű elegendő a készülék teljes kezeléséhez.

### Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230V 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:	40 VA
Érintésvédelmi osztály:	II. B
Kezelőáram intenzitás:	0 - (25) 50 mA
Bázisáram:	0 - 3.5 mA
Kezelési idő:	1...59 perc
Tömeg:	cca. 3 kg
Méretetek:	335 x 250 x 110 mm

### OMSZÖV + MEDIC

Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft  
Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.  
Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776  
Internet: <http://www.omszov-medic.hu>  
E-mail: [info@omszov-medic.hu](mailto:info@omszov-medic.hu)

